

Paciente	Edad	Peso (Kg)	Tamaño de mascarilla tradicional	Mascarilla Quadralite	
Neonatal	Prematuro	< 2	0	 Code: 7191000	
	Recién nacido	2 – 4			
Infantil	3 meses	6	1		
	6 meses	8			
	9 meses	9			
Pediátrico	1 año	10	2		 Code: 7192000
	2 años	12			
	3 años	14			
	4 años	16			
	5 años	18			
Adulto Pequeño	6 años	20	3		
	7 años	23			
	8 años	26			
	9 años	28			
	10 años	32			
	11 años	35			
	12 años	39			
Adulto Mediano	13 años	44	4	 Code: 7193000	
	14 años	50			
	15 años	54			
	16 años	58			
Adulto Grande	16+ años	60 – 120	5		
Adulto Extra-grande	16 + años	> 120	6		 Code: 7194000